

PO#5SF00098\_BS-2001-G1\_说明书 ( 英语和法语 )

印色 : CMYK


材质 : 80G书写纸

尺寸 : 128\*180mm

version:1.0

# User Manual

Pro Cellular Body Scale      BS-2001-G1



CE

- Thank you very much for selecting our Pro Cellular Body Scale.
- Please read the entire user manual carefully to ensure the safe usage of this product, and keep the manual for future reference in case you have questions.

# Table of Contents

- Symbols** ..... 2
- Safety Information**
- Where to Use and Store Your Scale ..... 2
- Proper Use of Your Scale ..... 2
- Caution ..... 3
- Overview**
- Device Components ..... 4
- List of Parts ..... 4
- Scale Display Codes ..... 5
- Getting Started**
- Installing the Batteries and Pairing the Scale ..... 6
- Select Unit of Measure ..... 7
- Start Measuring** ..... 8
- Troubleshooting**
- Error Prompt ..... 9
- When Measuring ..... 10
- Specifications** ..... 11
- Maintenance** ..... 12
- Warranty** ..... 12
- Contact Information** ..... 13

♥ Symbols

	Manufacturer		Date of manufacture
<b>SN</b>	Serial number		
	Direct current		Do not dispose of this product as unsorted municipal waste, take it for recycling.
	Type BF applied part (top surface)		
	Caution: these notes must be observed to prevent any damage to the device.		Recycle
<b>CE</b>	Symbol for "COMPLIES WITH EU REQUIREMENTS"		

♥ Where to Use and Store Your Scale

To ensure your safety as well as the service life of your scale, avoid using the scale under the following conditions:

- Slippery floor such as tile floor
- Jumping onto the platform immediately after bath or with wet feet
- Near a cell phone or microwave oven

Avoid storing your scale in the following locations:

- Where there is water
- Where the device may be exposed to extreme temperatures, humidity, moisture, direct sunlight, or dust
- Where there is risk of the scale being shocked or dropped
- Near where chemicals or corrosive gases are stored
- Within the reach of infants or children

♥ Proper Use of Your Scale


To ensure the accuracy of measurements, please follow the instructions below before you weigh yourself.

- Place the scale on a hard, flat surface. Soft surfaces such as carpet will affect the scale's accuracy.
- Weigh yourself at least two hours after eating, preferably after getting up in the morning.
- Avoid weighing yourself immediately after strenuous exercise, taking a sauna or bath, drinking, or eating.
- Always weigh yourself at the same time of the day, and on the same scale located on the same hard, flat surface.

 CAUTION

- This device is designed for use on people 10 years and older and is not intended for infants.
- This device is designed for use in the home healthcare environment to measure a person's weight.
- This device is suitable for people who can read and understand this user guide. The device should not be used to diagnose or treat any medical condition. Any information provided by this device is not meant to treat, cure, or prevent any disease or illness from happening. If in doubt, contact your doctor.
- The scale is equipped with a data transmission function. It may emit electromagnetic energy so as to perform its intended function. Nearby portable and mobile RF communications equipment can affect the performance of the scale. And the scale can interfere with electrical equipment in its vicinity.
- Please use the device according to the user manual. Any misuse can cause electric shock, burns, fire, and other unexpected hazards.
- Please use and store the device per the environmental conditions provided in the user manual.
- Don't expose the device to extreme temperatures, direct sunlight, moist, or corrosive environment.
- Don't step on the scale when your body or feet are wet, especially after bathing or showering, to prevent slipping.
- Please keep the device out of reach of infants, children, and pets, since inhalation or swallowing of small parts is dangerous or even fatal.
- Don't use the device beyond the expected lifetime because degraded sensors can degrade performance or cause other problems.
- The patient is an intended operator. The patient can measure, transmit data, and change batteries under normal circumstances and maintain the device and its accessories according to the user manual.
- The scale requires 30 minutes to warm from the minimum and cool from maximum storage temperature between uses until it is ready for measurement.
- After drop or shock that may cause changes in the performance, please contact Customer Support.
- Don't open or repair the device by yourself. The use of heat- and cold-producing devices, such as electric heating blankets, heating pads, or ice packs, may impair the performance of device and increase the risk of injury to the user.
- If you are allergic to plastic or rubber, don't use this device.
- Do not use the device if it is damaged in any way. The continuous use of a damaged unit may cause injury, improper results, or serious danger.
- WARNING: Don't use this device in an oxygen-rich environment.
- WARNING: Don't use near active High Frequency surgical equipment and the RF shielded room of an Medical Equipment system for magnetic resonance imaging, where the intensity of Electro Magnetic disturbances is high.
- WARNING: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of this equipment, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.
- WARNING: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.
- WARNING: No modifications of this equipment are allowed. This may result in increased EMISSIONS or decreased IMMUNITY of the scale.


♥ Device Components



♥ List of Parts

1. Pro Cellular Body Scale
2. Four AA-size Batteries (1.5V each)
3. User Manual

♥ Scale Display Codes




<b>kg</b>	Kilogram	✕	Signal symbol
<b>st lb</b>	Stone		Data transmitting
<b>lb</b>	Pound		Battery symbol




## 1. Installing the Batteries and Pairing the Scale

- Open the battery door on the back of the scale.
- Insert the batteries (4 x 1.5V AA) into the battery compartment according to the polarity indications marked inside the compartment.



- The scale will automatically pair-up with the system when used for the first time. The signal symbol will be displayed at the same time. It indicates the quality of the current network signal.



If the device successfully pairs up, the symbol “[ ]” will be shown on the LCD.



If the device fails to pair up, the symbol “E1” will be shown on the LCD.



### ⚠ CAUTION

- When the symbol “” and “Lo” appear, the device will power off. Then replace with a new set of batteries. Please replace all four batteries at the same time. Do NOT mix the old batteries with the new one.
- Worn batteries are hazardous waste. Do NOT dispose of them together with the household garbage.
- Please refer to the local ordinances and recycling instructions regarding disposal of the worn batteries and scrapped device.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc) batteries.
- If you do not intend to use this unit for a prolonged period of time, it is advisable to remove the batteries before storing.

-- CAUTION! RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

-- DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.


-- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

-- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

-- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.


## 2. Select Unit of Measure

- With batteries correctly installed, you will see the black “UNIT” button into the battery door. Press it to select your preferred unit of measurement. The default measurement unit is “lb” You may press the “UNIT” button to choose between pounds, kilograms, and stones.



- Close battery door

1. Step on the platform of the device and remain still.




2. Do not move or talk during the measurement.

3. When the measurement concludes, the display briefly blinks and results are shown on the display.

4. Step off the scale platform.

5. The device automatically transmits measurement results.  
When data is successfully transmitted, "OK" will be displayed and icon "↻" stops blinking.



## ♥ Error Prompt

Code	Description	Resolution
	Overload	This device is only accurate up to its rated capacity.
	Battery low	1) Replace batteries with four Duracell AAs. 2) Check that batteries are all brand new and not expired.
	Cellular connection error or data transmission error	1) Move the device to another area, preferably closer to a window. 2) If the new area has strong cellular signal and the issues persists, contact customer support.
	Signal not strong enough	1) Replace batteries with four Duracell AAs. 2) Move the device to a strong signal place, preferably closer to a window.
	SIM error	Contact customer support.
	IC is damaged	Contact customer support.

♥ When Measuring

Problem	Possible reason	Resolution
No display	Batteries not yet installed or batteries are not installed correctly.	Install the batteries. (Please refer to Installing the Batteries and Pairing the Scale.)
	Battery is running low.	Replace batteries with four Duracell AAs.
The device powers off automatically.	Low battery.	Replace batteries with four Duracell AAs.

♥ Specifications

<b>Product Name</b>	Pro Cellular Body Scale	
<b>Dimension</b>	Scale: Approx. 360x360x37.2mm	
<b>Net Weight</b>	Approximately 6.7lb ( Excluding the dry cells)	
<b>Display</b>	Digital LCD	
<b>Measurement Unit</b>	Pound / Kilogram / Stone	
<b>Measurement Range</b>	11lb to 551.2lb / 5kg to 250kg / 0st:11lb to 39st: 5lb	
<b>Division</b>	0.1kg / 0.2lb	
<b>Accuracy</b>	50kg±0.2kg; 100kg±0.3kg; 150kg±0.4kg; 200kg±0.5kg; 250kg±0.8kg	
<b>Working Environment</b>	Temperature: 5 C to 40 C    Relative Humidity: ≤90% RH Atmospheric pressure: 86kPa to 106kPa	
<b>Storage Environment</b>	Temperature: -20 C to 60 C    Relative Humidity: ≤90% RH Atmospheric pressure: 50kPa to 106kPa	
<b>Power Source</b>	6V (4 × 1.5V AA alkaline batteries)	
<b>Battery Life</b>	Around 800 measurements (may vary based on usage conditions and network conditions)	
<b>Auto-ON</b>	Sense on technology	
<b>Auto-OFF</b>	About 10 seconds	
<b>Accessories</b>	1. Four AA-size Batteries 2. User Manual	
<b>Mode of Operation</b>	Continuous Operation	
<b>Degree of protection</b>	Type BF applied part (top surface)	
<b>Frequency bands</b>		<b>Transmitted power</b>
GSM900: 880-915MHz/925-960MHz		33dBm+/-2dB
DSC1800: 1710-1785MHz/1805-1880MHz		30dBm+/-2dB
CatM1 & NB IoT 3: 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz CatM1 & NB IoT 8: 880-915 MHz/925-960 MHz CatM1 & NB IoT 20: 832-862 MHz/791-821 MHz		23dBm+/-2dB

### ♥ Maintenance

When carrying out usual maintenance, please ensure practice of the following Do's and Don'ts:

- DO use a dry soft cloth to wipe the dust off of this device.
- DO use a wet soft cloth, dipped into water and wrung out, to wipe the dirt off of this device. Then use a dry soft cloth to dry up the device.
- DON'T wash the device with water or immerse it in water.
- DON'T use propellant, abrasive or other chemicals to wipe the dirt off in avoidance of discolor or malfunction.
- DON'T disassemble this device. If you have any problems with this device, please contact customer support.
- Don't perform maintenance while device is in use.

## Warranty

### ♥ Warranty

- Your scale is guaranteed to be free of material and workmanship defects for a period of two (2) years from the date of receipt.
- This warranty does NOT cover damages caused by misuse or abuse, including but not limited to:
  - Failure caused by unauthorized repairs or modifications;
  - Damage caused by shock or drop during transportation;
  - Failure caused by improper operation inconsistent with the instructions stated in this user manual;
  - Malfunction or damage from failure to provide the recommended maintenance;
  - Damage caused by improper use of power supply.

Please contact your program's customer support. Transtek will not be able to directly assist customers.

### **EU regulatory conformance**

Hereby, Zhongshan Transtek Electronics Co., Ltd. declares that this device BS-2001-G1 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53 /EU. The full text of the EU declaration of conformity and most recent information about accessories & software are available at the following internet address: [www.transtekcorp.com](http://www.transtekcorp.com)

### **Manufactured at:**

Zhongshan Transtek Electronics Co.,Ltd  
No.23,Jin'an Road, Minzhong,Zhongshan,528441,Guangdong China


### **Imported and Distributed by:**

Medisanté Group AG  
Wesemlinrain 16, CH-6006 Luzern Switzerland  
[www.medisante-group.com](http://www.medisante-group.com)



# Manuel de l'utilisateur

Balance Corporelle Pro Cellulaire BS-2001-G1



- Merci beaucoup d'avoir choisi notre Balance Corporelle Pro Cellulaire.
- Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel de l'utilisateur afin d'utiliser ce produit en toute sécurité, et conservez le manuel pour pouvoir vous y référer en cas de questions.

## Table des matières

<b>Symboles</b> .....	2
<b>Informations sur la sécurité</b>	
Où utiliser et stocker votre balance .....	2
Utilisation correcte de votre balance .....	2
Attention .....	3
<b>Vue d'ensemble</b>	
Composants du dispositif .....	4
Liste des pièces .....	4
Codes d'affichage de la balance .....	5
<b>Pour commencer</b>	
Installation des piles et couplage de la balance .....	6
Sélectionner l'unité de mesure .....	7
<b>Prise de mesure</b> .....	8
<b>Dépannage</b>	
Messages d'erreur .....	9
Lors de la mesure.....	10
<b>Spécifications</b> .....	11
<b>Entretien</b> .....	12
<b>Garantie</b> .....	12
<b>Informations de contact</b> .....	13

## ♥ Symboles

	Fabricant		Date de fabrication
	Numéro de série		
	Courant continu		Ne jetez pas ce produit comme un déchet municipal non trié, apportez-le au recyclage.
	Pièce de contact BF (surface supéneure)		Recyclable
	Attention : ces remarques doivent être respectées pour éviter tout dommage à l'appareil.		
	Conformité aux exigences de l'UE		

## Informations sur la sécurité

## ♥ Où utiliser et stocker votre balance

**Pour assurer votre sécurité ainsi que la durée de vie de votre balance, évitez d'utiliser la balance dans les conditions suivantes :**

- Sol glissant, tel que le carrelage.
- Sauter sur la plate-forme immédiatement après le bain ou avec les pieds mouillés.
- Près d'un téléphone portable ou d'un four à micro-ondes.

**Évitez de stocker votre balance dans les endroits suivants :**

- Là où il y a de l'eau
- Là où l'appareil peut être exposé à des températures extrêmes, à l'humidité, à la lumière directe du soleil ou à la poussière.
- Là où il y a un risque de choc ou de chute de la balance.
- Près d'un endroit où sont stockés des produits chimiques ou des gaz corrosifs.
- Endroits qui sont à la portée des nourrissons et des enfants.

## ♥ Utilisation correcte de votre balance


**Pour garantir l'exactitude des mesures, veuillez suivre les instructions suivantes avant de vous peser.**

- Placez la balance sur une surface dure et plate. Les surfaces molles, comme les tapis, affectent la précision de la balance.
- Pesez-vous de préférence après vous être levé le matin, sinon au moins deux heures après avoir mangé.
- Évitez de vous peser immédiatement après un exercice intense, un sauna ou un bain, après avoir bu ou mangé.
- Pesez-vous toujours au même moment de la journée, sur la même balance et sur la même surface plane et dure.

 ATTENTION

- Cet appareil est conçu pour être utilisé sur des personnes de 10 ans et plus et n'est pas destiné aux nourrissons.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement de soins à domicile pour mesurer le poids d'une personne.
- Cet appareil convient aux personnes qui peuvent lire et comprendre ce guide de l'utilisateur.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer ou traiter un quelconque problème médical. Les informations fournies par cet appareil ne sont pas destinées à traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. En cas de doute, contactez votre médecin.
- La balance est équipée d'une fonction de transmission de données. Il peut émettre de l'énergie électromagnétique afin de remplir la fonction à laquelle il est destiné. Les équipements de communication RF portables et mobiles situés à proximité peuvent affecter les performances de la balance. Et la balance peut interférer avec les équipements électriques à proximité.
- Veuillez utiliser l'appareil conformément au manuel de l'utilisateur. Toute utilisation abusive peut provoquer des chocs électriques, des brûlures, des incendies et d'autres dangers inattendus.
- Veuillez utiliser et stocker l'appareil conformément aux conditions environnementales indiquées dans le manuel de l'utilisateur.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, aux rayons directs du soleil, à un environnement humide ou corrosif.
- Ne montez pas sur la balance lorsque votre corps ou vos pieds sont mouillés, surtout après un bain ou une douche, pour éviter de glisser.
- Veuillez garder l'appareil hors de portée des nourrissons, des enfants et des animaux domestiques, car l'inhalation ou l'ingestion de petites pièces est dangereuse, voire mortelle.
- Ne pas utiliser l'appareil au-delà de la durée de vie prévue car des capteurs dégradés peuvent dégrader les performances ou causer d'autres problèmes.
- Le patient est un opérateur intentionnel. Le patient peut mesurer, transmettre des données et changer les piles dans des circonstances normales et entretenir l'appareil et ses accessoires conformément au manuel de l'utilisateur.
- La balance a besoin de 30 minutes pour se réchauffer à partir de la température minimale et se refroidir à partir de la température maximale de stockage entre les utilisations jusqu'à ce qu'elle soit prête à mesurer.
- Après une chute ou un choc pouvant entraîner des modifications des performances, veuillez contacter le service d'assistance clientèle.
- Ne pas ouvrir ou réparer l'appareil par vous-même. L'utilisation de dispositifs produisant de la chaleur ou du froid, tels que des couvertures chauffantes électriques, des coussins chauffants ou des poches de glace, peut nuire aux performances de l'appareil et augmenter le risque de blessure pour l'utilisateur.
- Si vous êtes allergique au plastique ou au caoutchouc, n'utilisez pas cet appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. L'utilisation continue d'un appareil endommagé peut entraîner des blessures, des résultats inappropriés ou un danger grave.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil dans un environnement riche en oxygène.
- AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser à proximité d'un équipement chirurgical actif à haute fréquence et de la salle blindée RF d'un système d'équipement médical pour l'imagerie par résonance magnétique, où l'intensité des perturbations électromagnétiques est élevée.
- AVERTISSEMENT : Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie de cet équipement, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une dégradation des performances de cet équipement.
- AVERTISSEMENT : L'utilisation de cet appareil à côté d'autres appareils ou empilé avec d'autres appareils doit être évitée car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres équipements doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.
- AVERTISSEMENT : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée. Cela peut entraîner une augmentation des EMISSIONS ou une diminution de l'IMMUNITÉ de la balance.


♥ Composants du dispositif



♥ Liste des pièces

1. Balance Corporelle Pro Cellulaire
2. 4 Piles de taille AA (1,5 V chacune)
3. Manuel de l'utilisateur

♥ Codes d'affichage de la balance




<b>kg</b>	Kilogramme		Symbole de signal
<b>st lb</b>	Pierre		Transmission de données
<b>lb</b>	Livre		Symbole de la batterie


Fort   
 Moyen   
 Faible   
 Très faible   
 Pas de signal

## 1. Installation des piles et couplage de la balance

- Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la balance.
- Insérez les piles (4x1,5V AA) dans le compartiment à piles en respectant les indications de polarité indiquées à l'intérieur du compartiment.



- La balance se jumelle automatiquement avec le système lors de la première utilisation. Le symbole de signal s'affiche en même temps. Il indique la qualité du signal réseau actuel.



Si l'appareil s'apparie avec succès, le symbole « [ ] » s'affiche sur l'écran LCD.



Si l'appareil ne parvient pas à se coupler, le symbole « E1 » s'affiche sur l'écran LCD.



## ⚠ ATTENTION

- Lorsque le symbole «  » et « Lo » apparaissent, l'appareil s'éteint. Remplacez-les ensuite par un nouveau jeu de piles. Veuillez remplacer les quatre piles en même temps. Ne mélangez PAS les anciennes piles avec les nouvelles.
- Les piles usées sont des déchets dangereux. Ne les jetez PAS avec les ordures ménagères. Veuillez vous référer aux ordonnances locales et aux instructions de recyclage concernant la mise au rebut des piles usées et de l'appareil mis au rebut.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser cet appareil pendant une période prolongée, il est conseillé de retirer les piles avant de le ranger.

-- ATTENTION ! RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT.

-- ÉLIMINEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.


-- L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile, qui peut entraîner une explosion.

-- Laisser une batterie dans un environnement où la température est extrêmement élevée, ce qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ;

-- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.


## 2. Sélectionner l'unité de mesure

- Une fois les piles correctement installées, vous verrez le bouton noir « UNIT » dans le compartiment des piles. Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'unité de mesure de votre choix. L'unité de mesure par défaut est « lb ». Vous pouvez appuyer sur le bouton « UNIT » pour choisir entre les livres, les kilogrammes et les pierres.



- Fermez le couvercle de la batterie

1. Montez sur la plate-forme de l'appareil et restez immobile.




2. Ne bougez pas et ne parlez pas pendant la mesure.

3. Lorsque la mesure est terminée, l'écran clignote brièvement et les résultats s'affichent à l'écran.

4. Descendez du plateau de la balance.

5. L'appareil transmet automatiquement les résultats des mesures.

Lorsque les données sont transmises avec succès, « OK » s'affiche et l'icône «  » cesse de clignoter.



♥ Messages d'erreur

Code	Description	Résolution
	Surcharge	Cet appareil n'est précis que jusqu'à sa capacité nominale.
	Batterie faible	1) Remplacer les 4 piles 1.5V AA. 2) Vérifiez que les piles sont toutes neuves et non périmées.
	Erreur de connexion cellulaire ou erreur de transmission de données	1) Déplacez l'appareil dans un autre endroit, de préférence près d'une fenêtre. 2) Si la nouvelle zone dispose d'un signal cellulaire puissant et que le problème persiste, contactez le service clientèle.
	Le signal télécom n'est pas assez fort	Déplacez l'appareil dans un endroit où le signal est fort, de préférence près d'une fenêtre.
	Erreur SIM	Contactez le service clientèle.
	Le Circuit Intégré (CI) est endommagé	Contactez le service clientèle.

## ♥ En cours de mesure

Problème	Raison possible	Résolution
Pas d'affichage	Les piles ne sont pas encore installées ou les piles ne sont pas installées correctement.	Installez les piles. (Veuillez vous reporter à la section Installation des piles et couplage de la balance).
	La batterie est faible.	Remplacez les 4 piles 1.5V AA
L'appareil s'éteint automatiquement.	Batterie faible.	Remplacez les 4 piles 1.5V AA

## ♥ Spécifications

<b>Nom du produit</b>	Balance Corporelle Pro Cellulaire	
<b>Dimension</b>	Environ 360x360x37,2mm	
<b>Poids net</b>	Environ 3kg (sans les piles)	
<b>Affichage</b>	LCD numérique	
<b>Unité de mesure</b>	Kilogramme/ Livre/ Pierre	
<b>Amplitude de mesure</b>	5kg à 250kg / 11 lb à 551,2 lb/ Ost : 11 lb à 39 st : 5 lb	
<b>Echelon</b>	0,1kg / 0,2 lb	
<b>Précision</b>	50kg±0,2kg ; 100kg±0,3kg ; 150kg±0,4kg ; 200kg±0,5kg ; 250kg±0,8kg	
<b>Environnement de fonctionnement</b>	Température : -20 °C à 60 °C Humidité relative : ≤90% HR Pression atmosphérique : 50kPa à 106kPa	
<b>Environnement de stockage</b>	Température : -20 °C à 60 °C Humidité relative : ≤90% HR Pression atmosphérique : 50kPa à 106kPa	
<b>Source d'alimentation</b>	6V (Piles alcalines 4 x 1,5V AA )	
<b>Autonomie de la batterie</b>	Environ 800 mesures (peut varier en fonction des conditions d'utilisation et des conditions du réseau)	
<b>Auto-ON</b>	Détection par capteurs	
<b>Auto-OFF</b>	Environ 10 secondes	
<b>Accessoires</b>	1. 4 Piles de taille AA 2. Manuel de l'utilisateur	
<b>Mode de fonctionnement</b>	Fonctionnement en continu	
<b>Degré de protection</b>	Type de pièce appliquée BF (surface supérieure)	
<b>Bandes de fréquences</b>		<b>Puissance transmise</b>
GSM900 : 880-915MHz/925-960MHz		33dBm+/-2dB
DSC1800 : 1710-1785MHz/1805-1880MHz		30dBm+/-2dB
CatM1 & NB IoT 3 : 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz CatM1 & NB IoT 8 : 880-915 MHz/925-960 MHz CatM1 & NB IoT 20 : 832-862 MHz/791-821 MHz		23dBm+/-2dB

## ♥ Entretien

Lors de l'entretien habituel, veillez à respecter les règles suivantes :

- Utilisez un chiffon doux et sec pour éliminer la poussière de cet appareil.
- Utilisez un chiffon doux et humide, trempé dans l'eau et essoré, pour essuyer la saleté de cet appareil. Utilisez ensuite un chiffon doux et sec pour sécher l'appareil.
- Ne pas laver l'appareil à l'eau ou l'immerger dans l'eau.
- N'utilisez pas de gaz propulseur, d'abrasif ou d'autres produits chimiques pour essuyer la saleté afin d'éviter les décolorations ou les dysfonctionnements.
- Ne démontez pas cet appareil. Si vous rencontrez des problèmes avec cet appareil, veuillez contacter le service clientèle.
- N'effectuez pas d'entretien lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

Veuillez contacter l'assistance clientèle de votre programme. Transtek ne sera pas en mesure d'aider directement les clients.

**Conformité à la réglementation européenne**

Par la présente, Zhongshan Transtek Electronics Co., Ltd. déclare que cet appareil BS-2001-G1 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53 /EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et les informations les plus récentes sur les accessoires et les logiciels sont disponibles à l'adresse Internet suivante : [www.transtekcorp.com](http://www.transtekcorp.com).

**Fabriqué chez :**

Zhongshan Transtek Electronics Co.,Ltd.  
Nr 23, Jin'an Road, Minzhong, Zhongshan, 528441, Guangdong China

**Importé et distribué par :**

Medisante Group AG  
Wesemlinrain 16, CH-6006 Luzern Suisse  
[www.medisante-group.com](http://www.medisante-group.com)



## ♥ Garantie

- Votre balance est garantie contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de réception.
- Cette garantie ne couvre PAS les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus, y compris mais sans s'y limiter :
  - Défaillance causée par des réparations ou des modifications non autorisées ;
  - Dégâts causés par un choc ou une chute pendant le transport ;
  - Défaillance causée par un fonctionnement inadéquat et incompatible avec les instructions énoncées dans ce manuel de l'utilisateur ;
  - Dysfonctionnement ou dommages résultant du non-respect de l'entretien recommandé ;
  - Dommages causés par une utilisation inappropriée de l'alimentation électrique.