

PO#5SF00098_BS-2001-G1_快速指南

印色：CMYK

材质：128g铜版纸


尺寸：100*140mm

装订方式：骑马钉（双钉，书脊位三分之一处）


QUICK-START GUIDE

Pro Cellular Body Scale

BS-2001-G1




1



Insert four AA batteries into the back of the scale.

Once inserted, the scale will perform an initial secure pairing with the mobile network.

2



Pairing in progress

The symbols  and  will display while the scale is pairing.

The secure pairing process normally takes around fifteen seconds, but may take longer when signal is weak or device connects in a new country.

3




Secure Pairing Successful

The [] symbol will show once pairing is complete.

Your scale is now ready to use!

4



Lay the scale on flat and level ground away from water or other hazards.

Don't use the scale while it is wet or otherwise slippery.


5



Step onto the scale and try to hold still while it calculates your weight.

The display will flash a number once a measurement is locked in.

6



Once a measurement is locked in, the scale will save it and begin the data transmission process.

You do not have to stay on the scale during data transmission.

7



During transmission, the scale display will flash the  icon to show it is connecting.

Transmission normally takes around five seconds but may take longer when signal is weak.


8




Transmission Successful

If transmission is successful, the  symbol is shown.

If connection fails, an error (E1) is displayed. In this case, the measurement is saved and will be sent on the next successful connection.




If you would like to change the measurement unit, you can press the button in the battery compartment to cycle through pounds, kilograms or stones.




For more information, see the full instruction manual.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Balance corporelle pro cellulaire
BS-2001-G1




1



Insérez quatre piles AA à l'arrière de la balance.

Une fois insérées, la balance effectue un premier couplage sécurisé avec le réseau mobile.

2



Appariement en cours

Les symboles   et  s'affichent pendant le jumelage de la balance.

Le processus de couplage sécurisé prend normalement une quinzaine de secondes, mais peut prendre plus de temps lorsque le signal est faible ou que l'appareil se connecte dans un nouveau pays.

3




Succès du jumelage sécurisé

Le symbole  s'affiche une fois le jumelage terminé.

Votre balance est maintenant prête à être utilisée !


4



Posez la balance sur un sol plat horizontal, loin de l'eau ou d'autres dangers.

N'utilisez pas la balance lorsqu'elle est mouillée ou glissante.


5



Montez sur la balance et essayez de rester immobile pendant qu'elle calcule votre poids.

L'affichage fait clignoter un nombre dès qu'une mesure est verrouillée.

6



Une fois que la mesure est verrouillée, la balance l'enregistre et commence le processus de transmission des données.

Il n'est pas nécessaire de rester sur la balance pendant la transmission des données.

7



Pendant la transmission, l'écran de la balance fait clignoter l'icône  pour indiquer qu'elle est en train de se connecter.

La transmission prend normalement cinq secondes environ, mais peut prendre plus longtemps lorsque le signal est faible.


8




Transmission réussie

Si la transmission est réussie, le symbole  s'affiche.

Si la connexion échoue, une erreur (E1) est affichée. Dans ce cas, la mesure est enregistrée et sera envoyée lors de la prochaine connexion réussie.




Si vous souhaitez changer l'unité de mesure, vous pouvez appuyer sur le bouton situé dans le compartiment des piles pour faire défiler les livres, les kilogrammes ou les pierres.




Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions complet.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

Pro Cellular Körperwaage
BS-2001-G1




1



Legen Sie vier AA-Batterien in die Rückseite der Waage ein.

Sobald die Batterien eingelegt sind, führt die Waage eine erste sichere Kopplung mit dem Mobilfunknetz durch.

2



Kopplung wird durchgeführt

Die Symbole  und  werden angezeigt, während die Waage eine Kopplung durchführt.

Der sichere Kopplungsprozess dauert normalerweise etwa fünfzehn Sekunden, er kann aber länger dauern, wenn das Signal schwach ist oder das Gerät in einem neuen Land verbindet.

3




Sichere Kopplung Erfolgreich

Das Symbol [] wird gezeigt, sobald die Kopplung abgeschlossen ist.

Ihre Waage ist nun einsatzbereit!


4



Legen Sie die Waage auf einen flachen und ebenen Boden, fern von Wasser oder anderen Gefahren.

Benutzen Sie die Waage nicht, wenn sie nass oder sonst wie rutschig ist.


5



Stellen Sie sich auf die Waage und versuchen Sie stillzuhalten, während die Waage Ihr Gewicht berechnet.

Sobald eine Messung gespeichert ist, blinkt eine Zahl auf der Anzeige.

6



Sobald eine Messung gespeichert ist, speichert die Waage diese und beginnt mit dem Datenübertragungsablauf.

Sie müssen während der Datenübertragung nicht auf der Waage stehenbleiben.

7



Während der Übertragung blinkt das Symbol  auf der Waagenanzeige, um zu zeigen, dass sie eine Verbindung herstellt.

Die Übertragung dauert normalerweise etwa fünf Sekunden, kann aber bei schwachem Signal auch länger dauern.


8




Erfolgreiche Übertragung

Wenn die Übertragung erfolgreich ist, wird das Symbol  angezeigt.

Wenn die Verbindung fehlschlägt, wird ein Fehler (E1) angezeigt. In diesem Fall wird die Messung gespeichert und bei der nächsten erfolgreichen Verbindung gesendet.




Wenn Sie die Maßeinheit ändern möchten, können Sie die Taste im Batteriefach drücken, um zwischen Pfund, Kilogramm und Stones zu wechseln.




Weitere Informationen finden Sie in der kompletten Gebrauchsanweisung.

GUIDA RAPIDA

Bilancia pesapersona pro cellular BS-2001-G1




1



Inserisci quattro batterie AA nel vano sul retro della bilancia.

Una volta inserite, la bilancia avvierà una connessione automatica con il sistema.

2



Accoppiamento in corso

I simboli   e   verranno mostrati durante l'abbinamento della bilancia.

L'abbinamento dura solitamente 15 secondi circa, ma può durare di più quando il segnale è debole o in caso si decida di connettersi ad una rete all'estera.


3



Accoppiamento sicuro avvenuto con successo

Il simbolo  verrà mostrato al compiuto abbinamento.

4



Appoggiare la bilancia su una superficie piana e livellata, lontano da acqua o altri rischi.

Assicurarsi che la bilancia non sia bagnata prima di salirci.


5



Salire sulla bilancia e cercare di mantenere una posizione stabile mentre calcola il peso.

Sul display lampeggerà un numero non appena il peso sarà stato definito.

6



Una volta definito il peso, la bilancia lo salverà e inizierà il processo di trasmissione dei dati.

Non è necessario rimanere sulla bilancia per la trasmissione dei dati.

7



Durante la trasmissione, sul display della bilancia lampeggerà l'icona  per segnalare la connessione è in corso.

La trasmissione dura normalmente circa 5 secondi ma può durare di più quando il segnale è debole.

8




Trasmissione avvenuta con successo


Se la trasmissione è avvenuta con successo, verrà mostrato il segnale .

Se la connessione fallisce, verrà mostrato il segnale di errore (E1).

In questo caso la misura verrà salvata e inviata non appena sarà effettuata una connessione con successo.



Se desideri cambiare l'unità di misura, puoi premere il tasto sul vano batterie per passare dai chili, alle libbre, allo stone.



Maggiori informazioni le trovi sul manuale d'istruzioni completo.