

Medisanté BC800 3G

Body Composition Scale

Intelligente Körperanalyse-Waage
Balance connectée d'analyse corporelle
Scala di composizione del corpo

Instruction Manual

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale d'uso



M+edisanté



Medisanté BC800 3G

Summary

EN Instruction Manual

Package contents
Display Indicators
Operating Instructions
Important Safety Information
Specification

DE Bedienungsanleitung

Lieferumfang
Anzeigen auf dem Display
Betriebsanweisungen
Wichtige Sicherheitsinformationen
Technische Daten

FR Manuel d'utilisation

Contenu de l'emballage
Description des écrans d'affichage
Consignes d'utilisation
Consignes de sécurité importantes
Caractéristiques

IT Manuale d'uso


Contenuto della confezione
Indicatori del display
Istruzioni per l'uso
Informazioni importanti per la sicurezza
Specifiche




Read the instruction manual before using the device

Intended use: The Medisanté Body Composition Scale BC800 3G is a digital monitor for home/ domestic use which measures weight and body composition values of persons 18 years of age or more.

Package contents




Medisanté Body Composition Scale
BC800 3G




4 AAA
Alkaline batteries

1. Insert batteries



- 01** Place the scale upside down on a flat surface being careful not to scratch it.
- 02** Remove the battery cover and insert 4 AAA alkaline batteries with correct polarity.

Display Indicators



Overload Indicator

ERR

Scale is overloaded (max. 180 kg, 396 lbs, 28.3 st)

Low Battery Indicator

LO

Batteries are low and need to be replaced.

- 01** Remove battery cover.
- 02** Insert batteries.
- 03** Replace battery cover.

2. Operating Instructions

- 01** Place the scale on a hard, flat surface.
- 02** Step on the scale and remain still during measurement.
- 03** When the “data send in progress” indicator is displayed, the data is being sent and you may step off the scale.
- 04** After a period of time, the data send status will be displayed. If it shows a “data send failure”, move the scale to a new location and try again.



Notes

- *Weight measurements are possible with shoes and socks on. Body composition values are only possible with barefoot measurements.*
- *Calibration: If you place the Body Composition Scale BC800 3G at a new place, quickly step with one foot on it, until the display turns on. Step off and wait until the calibration gets performed (10 – 15 seconds) and the display switches off.*
- *If there is no signal strength indicator and you continue to receive a data send failure, contact your distribution partner.*

Automatic Shutdown

If no measurement is being taken, the scale will automatically turn off in 10 seconds.



Important Safety Information

- Please read the entire instruction manual and safety precautions before using the Body Composition Scale BC800 3G.
- The body composition percentages (muscle, water, fat) are only indicative. For further information, please consult a health care professional or dietitian.
- Unusual measurement values should be discussed with your doctor or health care professional.
- Never change the dosage of any prescribed medications without first consulting your doctor or health care professional.
- Always perform the measurements on a hard and flat surface. Uneven floors may affect the readings.
- If necessary, clean the Body Composition Scale BC800 3G with a damp cloth and a small amount of dishwashing liquid.
- Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
- Protect the Body Composition Scale BC800 3G against knocks, moisture, dust, chemicals, drastic changes in temperature and electro-magnetic fields.
- Keep the Body Composition Scale BC800 3G away from any sources of heat.
- Never step on the outer edge of the glass. This could cause the scale to tip or damage the glass.
- Keep packaging materials away from children.
- Store the Body Composition Scale BC800 3G horizontally, not vertically.
- If the measurement appears inaccurate or if the LCD display does not show any figures, please check that the batteries are correctly inserted and the battery contacts are clean.
- If the Body Composition Scale BC800 3G will not be used for an extended period of time, remove the batteries from the Body Composition Scale BC800 3G and store it properly. Do not store other objects on top of it.

To Avoid Injury

- Only use this device for its intended use and in accordance with the instruction manual.
- Do not use the device if it is damaged in any way.

Specification

Sensors	High precision strain gauge sensors
Maximum Capacity	180 kg / 396 lbs / 28.3 st
Increments	0.1 kg / 0.2 lbs / 0.01 st
Measurements	Weight and body impedance to calculate body composition percentages (muscle, water, fat)
Display	White backlight LCD display
Fault indications	Overload and low battery
Data transmission	Over a 3G/2G mobile connection (with Vodafone SIM card inside)
Operating environment	Temperature 10~40°C (50~104°F) Humidity 15 %~90 % RH
Frequency bands	GSM/GPRS/EDGE: Dual band GSM 900/1800MHz UMTS/HSPA+: Dual band UMTS 900/2100MHz
Output power	Class 4 (+33dBm $\pm$ 2dB) for EGSM900 Class 1 (+30dBm $\pm$ 2dB) for GSM1800 Class E2 (+27dBm $\pm$ 3dB) for GSM 900 8-PSK Class E2 (+26dBm +3 /-4dB) for GSM 1800 8-PSK Class 3 (+24dBm +1/-3dB) for UMTS 2100, WCDMA FDD Bdl Class 3 (+24dBm +1/-3dB) for UMTS 900, WCDMA FDD BdVIII
Automatic shutdown	Yes, after 10 seconds


Hereby, EBM Technologies Inc. declares that the radio equipment type BC800 3G is in compliance with Directive 2014/53/EU.




Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Die Medisante Körperanalyse-Waage BC800 3G ist ein digitales Kontrollgerät für den Privatgebrauch, das die Gewichts- und Körperanalysewerte von Personen über 18 Jahren misst.

Lieferumfang




Medisante Körperanalyse-Waage
BC800 3G



4 AAA
Alkalibatterien

1. Batterien einlegen



- 01** Legen Sie die Waage umgedreht auf eine flache Oberfläche, und achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu verkratzen.
- 02** Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, und legen Sie vier (4) AAA-Alkalibatterien unter Beachtung der richtigen Polarität ein.

Anzeigen auf dem Display



Überlastungsanzeige

ERR Waage ist überlastet (max. 180 kg)

Anzeige für schwache Batterieladung

LO Die Batterien sind schwach und müssen ausgetauscht werden.

- 01 Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
- 02 Setzen Sie neue Batterien ein.
- 03 Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.

2. Betriebsanweisungen

- 01 Stellen Sie die Waage auf eine harte, flache Oberfläche.
- 02 Stellen Sie sich auf die Waage und bleiben Sie während der Messung still stehen.
- 03 Wenn auf dem Display die Anzeige für die Datenübermittlung angezeigt wird, werden die Daten übermittelt, und Sie können von der Waage heruntertreten.
- 04 Nach einer Weile wird der Status der Datenübermittlung angezeigt. Wenn ein Fehler bei der Datenübermittlung angezeigt wird, stellen Sie die Waage an einen anderen Ort und versuchen Sie es noch einmal.



Hinweise

- Sie können Schuhe und Socken bei der Gewichtsmessung anbehalten. Körperanalysewerte können jedoch nur ermittelt werden, wenn Sie sich barfuß auf die Waage stellen..
- Kalibrierung: Wenn Sie die Körperanalyse-Waage BC800 3G an einem neuen Ort stellen, treten Sie mit einem Fuss auf die Waage, bis der Display einschaltet. Treten Sie von der Waage herunter und warten Sie bis die Kalibrierung durchgeführt ist (10 – 15 Sekunden) und sich der Display ausschaltet.
- Wenn die Signalstärkeanzeige nicht angezeigt wird und nach wie vor Fehler bei der Datenübermittlung auftreten, kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner.

Automatisches Ausschalten

Wenn keine Messung läuft, schaltet sich die Waage nach zehn Sekunden automatisch aus.



Wichtige Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise vollständig und aufmerksam, bevor Sie die Körperanalyse-Waage BC800 3G zum ersten Mal verwenden.
- Die Prozentzahlen zur Körperanalyse (Muskeln, Wasser, Fett) stellen nur Richtwerte dar. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Fachleuten im Gesundheitswesen oder Diät-assistenten.
- Ungewöhnliche Messwerte besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder mit Fachleuten im Gesundheitswesen.
- Ändern Sie niemals die Dosierung verschriebener Arzneimittel, ohne dies zuvor mit Ihrem Arzt oder Fachleuten im Gesundheitswesen zu besprechen.
- Führen Sie Messungen stets auf einer harten und flachen Oberfläche aus. Ein unebener Untergrund kann die Messwerte beeinflussen.
- Reinigen Sie bei Bedarf die Körperanalyse-Waage BC800 3G mit einem feuchten Tuch und einer kleinen Menge Geschirrspülmittel.
- Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser ein oder reinigen Sie unter fließendem Wasser.
- Schützen Sie die Körperanalyse-Waage BC800 3G gegen Stoßeinwirkungen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, extreme Temperaturschwankungen und elektromagnetische Felder.
- Bewahren Sie die Körperanalyse-Waage BC800 3G abseits von Wärmequellen auf.
- Treten Sie niemals auf den äußeren Rand des Glases. Dies könnte dazu führen, dass die Waage umkippt oder das Glas beschädigt wird.
- Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien sicher vor Kindern auf.
- Lagern Sie die Körperanalyse-Waage BC800 3G horizontal, nicht vertikal.
- Wenn die Messung ungenau erscheint oder die LC-Anzeige keine Werte anzeigt, überprüfen Sie, ob die Batterien ordnungsgemäß eingesetzt wurden und die Batteriekontakte sauber sind.
- Wenn Sie die Körperanalyse-Waage BC800 3G über einen längeren Zeitraum nicht benötigen, nehmen Sie die Batterien aus der Körperanalyse-Waage BC800 3G heraus, und heben Sie die Waage ordnungsgemäß auf. Legen Sie bei der Lagerung keine Gegenstände auf der Waage ab.

Verletzungen vermeiden

- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Zweck und gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist.

Technische Daten

Sensoren	Hochpräzisionssensoren mit Dehnungsmessstreifen
Maximale Tragkraft	180 kg / 396 lbs / 28.3 st
Einheiten	0.1 kg / 0.2 lbs / 0.01 st
Messungen	Gewichts- und Körperimpedanz zur Berechnung von Körperanalyseprozentsätzen (Muskeln, Wasser, Fett)
Display	LC-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung
Fehleranzeigen	Überlastung und schwache Batterie
Datenübermittlung	GSM 3G (mit Vodafone SIM Karte)
Betriebsbedingungen	Temperatur 10~40°C Luftfeuchtigkeit 15 %~90 % RH
Frequenzbänder	GSM/GPRS/EDGE: Dualband-GSM 900/1800MHz UMTS/HSPA+: Dualband-UMTS 900/2100MHz
Ausgangsleistung	Klasse 4 (+33dBm ±2dB) für EGSM900 Klasse 1 (+30dBm ±2dB) für GSM1800 Klasse E2 (+27dBm ± 3dB) für GSM 900 8-PSK Klasse E2 (+26dBm +3 /-4dB) für GSM 1800 8-PSK Klasse 3 (+24dBm +1/-3dB) für UMTS 2100, WCDMA FDD BdI Klasse 3 (+24dBm +1/-3dB) für UMTS 900, WCDMA FDD BdVIII
Automatisches Ausschalten	Ja, nach 10 Sekunden


EBM Technologies Inc. erklärt, dass das Funkgerät vom Typ BC800 3G die Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.




Lisez le mode d'emploi avant toute utilisation de l'appareil

Utilisation prévue: La balance connectée d'analyse corporelle BC800 3G de Medisanté est un dispositif de surveillance numérique destiné à un usage domestique. Elle mesure le poids et la composition corporelle de personnes âgées de 18 ans ou plus.

Contenu de l'emballage




Balance connectée d'analyse corporelle Medisanté BC800 3G




4 piles alcalines AAA

1. Insérez les piles



- 01** Placez la balance à l'envers sur une surface plane en veillant à ne pas la rayer.
- 02** Retirez le couvercle des piles et insérez 4 piles alcalines AAA en respectant la polarité.

Description des écrans d'affichage



Témoin de surcharge

ERR

La balance est en surcharge (max. 180 kg, 396 lbs, 28,3 st)

Témoin de piles faibles

LO

Les piles sont faibles et doivent être remplacées.

- 01** Retirez le couvercle des piles.
- 02** Insérez les piles.
- 03** Reposez le couvercle des piles.

2. Consignes d'utilisation

- 01** Placez la balance sur une surface dure et plane.
- 02** Placez-vous sur la balance, sans bouger pendant la mesure.
- 03** Lorsque le témoin, «transmission de données en cours» s'affiche, les données sont transmises et vous pouvez descendre de la balance.
- 04** Après un certain temps, l'état de transmission des données s'affiche. S'il indique un « échec de transmission de données », déplacez la balance et effectuez une nouvelle tentative.



Remarques

- Les mesures de poids sont possibles même si vous portez des chaussures et des chaussettes. L'affichage des valeurs de composition corporelle est possible uniquement lors des mesures pieds nus.
- *Calibrage*: Si vous placez la balance connectée d'analyse corporelle BC800 3G à un nouvel endroit, appuyez dessus avec un pied jusqu'à ce que l'écran s'allume. Enlevez votre pied puis attendez que le calibrage soit effectué (10 – 15 secondes) et que l'affichage s'éteigne.
- En l'absence du témoin d'intensité du signal et si un échec de transmission de données continue de s'afficher, contactez votre partenaire de distribution.

Arrêt automatique

Si aucune mesure n'est prise, la balance s'éteint automatiquement après 10 secondes.



Consignes de sécurité importantes

- Veuillez lire la totalité du mode d'emploi et des consignes de sécurité avant d'utiliser la balance connectée d'analyse corporelle BC8003G.
- Les pourcentages de composition corporelle (masse musculaire, hydrique et grasse) sont purement indicatifs. Pour plus d'informations, veuillez consulter un professionnel de santé ou un diététicien.
- Les valeurs de mesure inhabituelles doivent faire l'objet d'une consultation avec votre médecin ou un professionnel de santé.
- Ne modifiez jamais la posologie des médicaments prescrits sans consulter préalablement votre médecin ou un professionnel de la santé.
- Effectuez toujours les mesures sur une surface dure et plane. Un sol à la surface irrégulière peut perturber les mesures.
- Si nécessaire, nettoyez la balance connectée d'analyse corporelle BC800 3G avec un chiffon humide et un peu de liquide vaisselle.
- N'immergez jamais la balance dans l'eau. Ne la rincez jamais à l'eau.
- Protégez la balance connectée d'analyse corporelle BC800 3G des chocs, de l'humidité, de la poussière, des produits chimiques, des variations importantes de température et des champs électromagnétiques.
- Tenez la balance connectée d'analyse corporelle BC800 3G à l'écart des sources de chaleur.
- Ne marchez jamais sur le bord extérieur de surface vitrée. Vous pourriez faire basculer la balance ou endommager la surface vitrée.
- Tenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage.
- Stockez la balance connectée d'analyse corporelle BC800 3G horizontalement plutôt que verticalement.
- Si la mesure semble imprécise ou si l'écran LCD n'affiche pas de chiffres, vérifiez que les piles sont correctement insérées et que leurs contacts sont propres.
- Si la balance connectée d'analyse corporelle BC800 3G n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles et entreposez-la correctement. N'entreposez pas d'autres objets sur l'appareil.

Pour éviter toute blessure

- Utilisez cet appareil de la manière prévue et conformément au mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes d'endommagement.

Caractéristiques

Capteurs	Capteur à jauge de contrainte de haute précision
Capacité maximale	180 kg, 396 lbs, 28,3 st
Résolution de mesure	0,1 kg, 0,2 lbs, 0,01 st
Mesures	Le poids et l'impédance corporelle permettant de calculer les pourcentages de composition corporelle (masses musculaire, hydrique et grasse) sont purement indicatifs.
Écran	Écran LCD à rétroéclairage blanc
Témoins de défaillance	Surcharge et piles faibles
Méthode de transmission des données	Carte SIM 3G embarquée (Vodafone) sur la plateforme Medisanté SaaS ou le serveur d'un tiers
Environnement d'utilisation	Température 10~40 °C (50~104 °F) Humidité 15 %~90 % RH
Bandes de fréquences	GSM/GPRS/EDGE : GSM double bande 900/1800 MHz UMTS/HSPA+ : UMTS double bande 900/2100 MHz
Puissance de sortie	Classe 4 (+33 dBm $\pm$ 2 dB) pour EGSM900 Classe 1 (+33 dBm $\pm$ 2 dB) pour GSM1800 Classe E2 (+27 dBm $\pm$ 3 dB) pour GSM 900 8-PSK Classe E2 (+26 dBm +3 /-4 dB) pour GSM 1800 8-PSK Classe 3 (+24 dBm +1/-3 dB) pour UMTS 2100, WCDMA FDD BdI Classe 3 (+24 dBm +1/-3 dB) pour UMTS 900, WCDMA FDD BdVIII
Arrêt automatique	Oui, après 10 secondes


Par la présente, EBM Technologies Inc. déclare que l'équipement radio de type BC800 3G est conforme à la Directive 2014/53/EU.




Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso

Uso previsto: La scala di composizione del corpo Medisanté BC800 3G è un dispositivo digitale per uso domestico che misura il peso e la massa corporea di soggetti a partire da 18 anni di età.

Contenuto della confezione




Scala di composizione del corpo
Medisanté BC800 3G



4 AAA
Batterie alcaline

1. Inserisci le batterie



- 01 Capovolgì la bilancia su una superficie piana facendo attenzione a non graffiarla.
- 02 Rimuovi il coperchio del vano batterie e inserisci le 4 batterie alcaline AAA con la polarità corretta.

Indicatori del display



Indicatore di sovraccarico

ERR

La bilancia è sovraccarica (max. 180 kg, 396 lbs, 28,3 st)

Indicatore batteria scarica

LO

Le batterie sono quasi scariche e devono essere sostituite.

- 01 Rimuovi il coperchio del vano batteria.
- 02 Inserisci le batterie.
- 03 Riposiziona il coperchio del vano batteria.

2. Istruzioni per l'uso

- 01 Colloca la bilancia su una superficie piana e solida.
- 02 Sali sulla bilancia rimanendo fermo.
- 03 Quando viene visualizzato l'indicatore "Invio dati in corso", i dati vengono inviati e puoi scendere dalla bilancia.
- 04 Successivamente verrà visualizzato lo stato di invio dei dati. Se viene visualizzato il messaggio "Anomalia nell'invio dei dati", sposta la bilancia e riprova.



Note

- Puoi pesarti anche con i calzini e le scarpe; tuttavia, per misurare la massa corporea devi essere a piedi nudi.
- Calibrazione: se si muove la bilancia impedenziometrica BC800 3G in un nuovo posto, premere brevemente con un piede su di essa, fino a quando il display non si accende. Rimuovere il piede ed attendere fino a quando la calibrazione non viene eseguita (10 - 15 secondi) e il display si spegne.
- Se l'indicatore di potenza del segnale non compare e continui a ricevere un'anomalia di invio dei dati, scrivi all'indirizzo il tuo partner di distribuzione.

Spegnimento automatico

Quando non viene utilizzata, la bilancia si spegne automaticamente dopo 10 secondi.



Informazioni importanti per la sicurezza

- Prima di usare la bilancia impedenziometrica BC800 3G, assicurati di leggere tutto il manuale e le precauzioni per l'uso.
- Le percentuali di massa corporea (massa magra, acqua, massa grassa) sono solo indicative. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare un medico o un nutrizionista.
- Se le misurazioni danno valori insoliti, parlane con il medico.
- Non modificare il dosaggio di eventuali farmaci che stai assumendo senza prima parlarne con il medico.
- Pesati sempre su una superficie piana e solida. Le irregolarità del suolo possono influenzare i valori.
- Se necessario, pulisci la bilancia impedenziometrica BC800 3G con un panno umido e un po' di detergente lavapiatti.
- Non immergere mai la bilancia in acqua. Non sciacquarla sotto l'acqua corrente.
- Proteggi la bilancia impedenziometrica BC800 3G da urti, umidità, polvere, sostanze chimiche, grosse variazioni di temperatura e campi elettromagnetici.
- Tieni la bilancia impedenziometrica BC800 3G lontano da fonti di calore.
- Non camminare sul bordo esterno del vetro: la bilancia potrebbe inclinarsi o il vetro potrebbe rompersi.
- Tieni i materiali di imballaggio fuori dalla portata dai bambini.
- Posiziona la bilancia impedenziometrica BC800 3G in orizzontale, non in verticale.
- Se i valori sono imprecisi o se nel display LCD non vengono visualizzate immagini, verifica che le batterie siano inserite correttamente e controlla che i contatti siano puliti.
- Se prevedi di non usare la bilancia impedenziometrica BC800 3G a lungo, rimuovi le batterie e conservale adeguatamente. Non lasciarle oggetti sulla bilancia.

Per evitare lesioni

- Usa questo dispositivo solo come previsto e come indicato nel manuale.
- Non usare il dispositivo se è danneggiato.

Specifiche

Sensori	Sensori estensimetrici ad alta precisione
Portata massima	180 kg / 396 lbs / 28,3 st
Incrementi	0,1 kg / 0,2 lbs / 0,01 st
Misure	Impedenziometria corpo e peso per il calcolo delle percentuali di massa corporea (massa magra, acqua, massa grassa)
Display	Display LCD retroilluminato con luce bianca
Indicazioni di guasti	Sovraccarico e batteria scarica
Metodo di trasmissione dei dati	SIM card 3G integrata (Vodafone)
Ambiente operativo	Temperatura 10~40°C (50~104°F) Umidità relativa 15 %~90 %
Bande di frequenza	GSM/GPRS/EDGE: Dual band GSM 900/1800 MHz UMTS/HSPA+: Dual band UMTS 900/2100 MHz
Potenza in uscita	Classe 4 (+33 dBm $\pm$ 2 dB) per EGSM900 Classe 1 (+30 dBm $\pm$ 2 dB) per GSM1800 Classe E2 (+27 dBm $\pm$ 3 dB) per GSM 900 8-PSK Classe E2 (+26 dBm +3 /-4 dB) per GSM 1800 8-PSK Classe 3 (+24 dBm +1/-3 dB) per UMTS 2100, WCDMA FDD Bdl Classe 3 (+24 dBm +1/-3 dB) per UMTS 900, WCDMA FDD BdvIII
Spegnimento automatico	Sì, dopo 10 secondi

EBM Technologies Inc. dichiara che l'apparecchio modello BC800 3G è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Vertrieb durch/Distribution by/Distribution par/Distribuzione da

Deutschland/Germany

EvivaMed GmbH
Franz-Zell-Straße 7
D-82211 Herrsching
+49 8152 48096 0
info@evivamed.com
www.evivamed.com

Schweiz/Suisse/Svizzera

EvivaMed Schweiz GmbH
c/o BDO AG
Bahnhofstrasse 7b
CH-6210 Sursee
+41 41 921 58 88
info@evivamed.ch
www.evivamed.ch

Weitere Länder/Other Countries/D'autres pays/Altri paesi

Medisanté AG
Wesemlinrain 16
CH-6006 Luzern
+41 41 500 96 45
info@medisante-group.com
www.medisante-group.com



Manufacturer

EBM Technologies Inc.
5Fl. No. 516 Sec. 1 Neihs Road Taipei, Taiwan

Instruction Manual - Version 3, 2018/10

© 2017 Medisanté. All rights reserved.



M+edisanté